



Eyðublað

SÝNASÖFNUN FYRIR METANEFRÍN (FRÍ) Í PLASMA (LC-MS/MS)

Sýnataka utan Landspítala: Vinsamlegast fyllið þetta eyðublað út, undirritið og látið fylgja með sýni.

Fylgið sýnatökuleiðbeiningum nákvæmlega.

Sýnataka: Sjúklingur skal fasta frá kvöldinu áður. Sjúklingur þarf að liggja í a.m.k. 30 mínútur áður en sýni er safnað.

Gerð og magn sýnis: EDTA plasma, 4 ml glas. Sýni skal safnað í glas með fjólubláum tappa án gels (svört miðja)  sem hefur verið kælt í ísbaði  fyrir söfnun. Um leið og sýni hefur verið safnað skal því komið aftur fyrir í ísbaði. Skilja plasmað frá frumuhlutanum í kældri skilvindu og frysta plasmað í plastglasi stax á eftir.

Sending: Sýnið þarf að senda frosið á Landspítala.

Nafn sjúklings: _____

Kennitala: _____

Beiðandi læknir: _____

Dagsetning blóðtöku: _____

Sýni tekið klukkan: _____

Lá sjúklingur í 30 mínútur fyrir sýnatöku? já nei

Var sjúklingur fastandi? já nei

Nafn þess sem tók blóðprufuna: _____

Stofnun/sími: _____

Sýnin eru mæld á Rannsóknakjarni Landspítala
Deild E-1 Fossvogi

