



Zinkprotoporphyrin

Akronym	ZPP
Material	<u>EDTA-Blut</u> , 2,7 <u>mL</u> (Blutbildröhrchen), lichtgeschützt
<u>Referenzbereich</u>	< 40 $\mu\text{mol/mol}$ Häm. Grauzone 40 - 50 > 70 % des Gesamtprotoporphyrins
Methode	<u>HPLC</u>
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> <u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>